

## Instrucciones de uso del Novolizer®

### ¿Cómo se hace la inhalación con Novolizer®?

Haga las siguientes maniobras tan relajado/a como pueda, de pie o sentado:

La primera vez que utilice Novolizer® debe colocar la carga de la medicación dentro del dispositivo



1. Retirar la tapa de la carga

2. Poner la carga y la tapa



3. Retirar el tapón de la boquilla (la ventana será de color rojo)

4. Presionar el botón del dispositivo para cargar la dosis (la ventana cambia a color verde)



5. Sacar todo el aire de los pulmones (sin soplar dentro de la boquilla)

6. Ajustar los labios a la boquilla y coger aire por la boca profundamente; se oirá un clic



7. Retener el aire en los pulmones unos 10 segundos o hasta que pueda

8. Expulsar el aire lentamente



9. Hacer gárgaras y enjuagar la boca al terminar



El inhalador tiene un contador que indica las dosis restantes  
El contador gira cada 5 pulsaciones  
Al terminar cada carga hay que poner una nueva

Para cualquier duda que tenga, consulte con la enfermera.